

Werp eens
een frisse
blik op ons
wondverband.
Dat deden
wij ook.

Een assortiment flexibele
foamverbanden voor
het behandelen van
diverse wondtypes.
Deze verbanden bieden
een optimaal vochtig
wondmilieu voor een
goede wondgenezing.¹⁻³

www.allevyn.nl


 **smith&nephew**

ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER

Foam wondverband



Wij ondersteunen professionals in de zorg



Met een nieuwe wondcontactlaag
biedt ALLEVYN Gentle Border
foamverband:



- Een significante verbetering in de snelheid van vloeistofopname van diverse soorten exsudaat, inclusief viskeus exsudaat (*in vitro*) van 35%⁴
- 20% verhoogd ademend vermogen van de verbandrand⁵

Met ALLEVYN Gentle Border
blijft het mogelijk:



- Het wondverband in situ te laten zodat er slechts twee verbandwissels per week nodig zijn¹
- Het risico op trauma op de wond of de omringende huid te minimaliseren^{1,2}



Naast een breed assortiment aan vormen en maten zijn ALLEVYN foamverbanden zodanig ontworpen dat zij aansluiten op het lichaam⁶⁻⁸, dit helpt het comfort¹ voor de patiënt te verhogen. **Het wondverband kan ook op maat worden geknipt!**^{9*}



Afmetingen verband	Foam	Verpak.	Artikelnummer	ZI-nummer	
7,5 x 7,5 cm	5 x 5 cm	10	66800269	15325881	
10 x 10 cm	7,6 x, 7,6 cm	10	66800270	15325903	
10 x 20 cm	7,2 x 17,2 cm	10	66800900	15672689	
10 x 25 cm	7,5 x 22,5 cm	10	66800264	16528603	
10 x 30 cm	7,5 x 27,5 cm	10	66800265	16528611	
12,5 x 12,5 cm	10 x 10 cm	10	66800272	15325911	
17,5 x 17,5 cm	15 x 15 cm	10	66800273	15325938	
23 x 23,2 cm	Hiel	20 x 20,2 cm	5	66800506	15456048
16,8 x 17,1 cm	Sacrum	12,1 x 12,5 cm	6	66800897	15672700
21,6 x 23 cm	Sacrum	15,9 x 16,9 cm	6	66801031	15753557
17,1 x 17,9 cm	Multisite	11,6 x 12,3 cm	10	66800959	15710874



Hoe kan ALLEVYN Gentle Border jou helpen je klinische resultaten te verbeteren?
Werp hier eens een frisse blik op.

**Smith & Nephew
Nederland C.V.**

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp
T 020-6543999

www.smith-nephew.nl

° Handelsmerk van Smith & Nephew
© Mei 2018 Smith & Nephew
NL-NL-05-18-463

Wij ondersteunen professionals in de zorg

*Knippen zal de bacteriële barrière-eigenschappen van het verband aantasten. Gebruik altijd een aseptische techniek. Zorg ervoor dat alle blootgestelde foamedeelten zijn bedekt met een geschikte folie en zorg ervoor dat niet het gehele verband wordt bedekt.

Referenties: 1. T. Hurd, L. Gregory, A. Jones, and S. Brown, "A multi-centre, in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border," Wounds UK, vol. 5, pp. 32-44, 2009. 2. K. Vowden, K. Harding, N. S. Moiem, K. Drysdale, and C. Mistry, "An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing" in the management of exuding chronic and acute wounds," presented at the EWMA, Brussels 2011. 3. A. Horner "ALLEVYN Gentle Border and Optimal Wound Healing" Sept 2017. 4. Smith & Nephew Data on File: DS/17/012/R ALLEVYN Gentle Border & ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Fluid Uptake (Cylinder) Statistical Evaluation 5. Smith & Nephew Data on File: DS/17/544/R Moisture Vapour Permeability Testing of ALLEVYN Gentle Border Gen 1 and ALLEVYN Gentle Border Gen 2. 6. RD/17/103 - Technical comparison of ALLEVYN Gentle Border and ALLEVYN Life to assess the impact of a wound contact layer change. 7. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF-09 An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. 8. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF-10 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. 9. Smith & Nephew Data on File DS/14/318/R - Cutting of Allevyn Variants.